


WbおよびElisa用 Anti-Hjurp ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ncd3

商品番号: CM0022804



前書き

ヒトサンプル用HJURPウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。セントロメアおよびクロマチン生物学研究に不可欠。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HJURP ウサギ pAb
備考/別名	FAKTS; URLC9; hFLEG1; HJURP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55355
免疫原	ヒト HJURP (NP_060880.3) のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q8NCD3
タンパク質分子量	84kDa
輸送	保冷バッグ