


抗Hmgb1ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済）Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - P09429

商品番号: CM0003189



前書き

ヒトHMGB1（P09429）に対するKO検証済みウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。クロマチン生物学、炎症、オートファジー研究に関連しています。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	[KO検証済] HMGB1 ウサギmAb
備考/別名	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; B1
種	ヒト
遺伝子ID	3146
免疫原	合成ペプチド ヒトHMGB1（P09429）のアミノ酸100-200領域の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09429
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷剤