


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hnrnp A1 ポリクローナル抗体 - P09651

商品番号: CM0021497



前書き

ヒトhnRNP

A1に対するウサギポリクローナル抗体で、KOにより検証済み、ウエスタンブロット、免疫蛍光/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。mRNAプロセッシング、スプライシング、輸送研究の研究用途に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] hnRNP A1 ウサギpAb
備考/別名	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1; A1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3178
遺伝子ID	3178
免疫原	ヒトhnRNP A1 (NP_002127.1) の1~140アミノ酸を含む組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09651
タンパク質分子量	39kDa
発送	氷袋