

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hnrnp E1/Pcbp1 ポリクローナル抗体 - Q15365

商品番号: CM0017171



前書き

ヒト hnRNP E1/PCBP1

ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。RNAプロセッシングおよびウイルス複製に関与する一本鎖核酸結合タンパク質を標的。IVDアッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP E1/PCBP1 ウサギ pAb
備考/別名	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5093
GeneID	5093
免疫原	合成ペプチド ヒト hnRNP E1/hnRNP E1/PCBP1 (NP_006187.2) のアミノ酸 100-200 に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15365
タンパク質分子量	37kDa
発送	氷袋