


Wb、Ip、Elisa用抗Hnrnp E2/Pcbp2ウサギモノクローナル抗体 - Q15366

商品番号: CM0005415



前書き

hnRNP E2/PCBP2 (SWISS: Q15366)を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。IVD研究および診断薬開発向けです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	hnRNP E2/PCBP2 ウサギmAb
別名	HNRPE2; HNRNPE2; hnRNP-E2; hnRNP E2/PCBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5094
遺伝子ID	5094
免疫原	合成ペプチド - ヒト hnRNP E2/PCBP2 (NP_001122383.1)のアミノ酸150～250番領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15366
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	氷袋