

Wb、If-P、Elisa用抗Hopxポリクローナル抗体 - Q9Bpy8

商品番号: CM0024168

前書き

WB、IF-P、ELISAで検証済みの、HOPX（ホメオドメインのみタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのHOPXを検出します。HOPXは、心臓の発生、腫瘍抑制、およびシャペロン介在性タンパク質フォールディングの調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOPX Rabbit pAb
備考/別名	HOD; HOP; OBI; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31; HOPX
種	ヒト
遺伝子ID	84525
免疫原	ヒトHOPX (NP_631957.1) のアミノ酸1-73に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BPY8
タンパク質分子量	8kDa
配送	氷袋