


WbおよびElisa用Anti-Hoxa13ウサギポリクローナル抗体 - P31271

商品番号: CM0025827



前書き

CamelBioは、WBおよびELISAで検証された抗HOXA13ウサギポリクローナル抗体を提供しており、ヒトHOXA13を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。これにより、発生に関わる転写因子および位置情報の研究が促進されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXA13 Rabbit pAb
備考/別名	HOXI; HOXIJ; HOXA13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3209
GeneID	3209
免疫原	ヒトHOXA13 (NP_000513.2) のアミノ酸140-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P31271
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋