

Wb・Elisa用抗Hoxa9ウサギポリクローナル抗体 - P31269

商品番号: CM0022422

前書き

ヒトHOXA9ホメオボックス転写因子を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびマウスと反応します。発生生物学や炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXA9 Rabbit pAb
備考・別名	HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3205
遺伝子ID	3205
免疫原	ヒトHOXA9 (NP_689952.1) のアミノ酸1〜190番に一致する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P31269
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋