

Wb、Elisa用Anti-Hoxd10ウサギモノクローナル抗体 - P28358

商品番号: CM0006988

前書き

ヒトHOXD10に対するAnti-HOXD10ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスと交差反応します。発生生物学および泌尿生殖器系の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HOXD10ウサギmAb
備考／別名	HOX4; HOX4D; HOX4E; Hox-4.4; HOXD10
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3236
GeneID	3236
免疫原	ヒトHOXD10（NP_002139.2）のアミノ酸1～150内の配列に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P28358
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ