

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Hp1ガンマ/Cbx3モノクローナル抗体 - Q13185

商品番号: CM0009698



前書き

ヒトHP1ガンマ/CBX3に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISAで検証済み。クロマチンおよびエピジェネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HP1ガンマ/CBX3ウサギmAb
備考/別名	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1ガンマ/CBX3
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	11335
GeneID	11335
免疫原	ヒトHP1ガンマ/CBX3 (NP_057671.2) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13185
タンパク質分子量	21kDa
輸送	アイスパック