

Anti-Hsp70 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P0Dmv8 / P0Dmv9

商品番号: CM0002761



前書き

ヒトHSP70（HSPA1A/HSPA1B）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。シャペロン機能、ストレス応答、およびタンパク質品質管理経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSP70 Rabbit mAb
備考/別名	HEL-S-103; HSP70-1; HSP70-1A; HSP70.1; HSP70I; HSP72; HSPA1; HSP70
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3303/3304
GeneID	3303/3304
免疫原	合成ペプチド：ヒトHSP70（NP_005336.3）のアミノ酸500-600内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DMV8/P0DMV9
タンパク質分子量	70 kDa
配送	アイスバッグ