


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hsp90Bポリクローナル抗体 - P08238

商品番号: CM0024163



### 前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのHsp90βウサギpAb。ヒトHSP90ベータ（P08238）を認識し、マウスおよびラットと交差反応します。シャペロンを介したシグナル伝達およびストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | Hsp90β ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名       | HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; Hsp90β           |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 3326                                                  |
| GeneID      | 3326                                                  |
| 免疫原         | ヒトHsp90β (NP_031381.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | P08238                                                |
| タンパク質分子量    | 83kDa                                                 |
| 発送          | 氷袋                                                    |