


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hsp90Bウサギポリクローナル抗体 - P08238

商品番号: CM0018086



前書き

ウエスタンブロッティング、IHC-P、ELISA用
抗Hsp90 β ウサギポリクローナル抗体（KO検証済み）
。ヒト、マウス、ラットに反応性。シグナル伝達、ス
トレス応答、細胞周期制御における分子シャペロン機
能の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Hsp90 β ウサギpAb
備考/別名	HSP84; HSPC2; HSPCB; D6S182; HSP90B; O β
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3326
GeneID	3326
免疫原	ヒトHsp90 β (NP_031381.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08238
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ