

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hspb8/Hsp22 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ujy1

商品番号: CM0002046



前書き

ヒトHSPB8/HSP22に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットに反応します。シャペロン介在性オートファジーや筋疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HSPB8/HSP22 ウサギ mAb
備考/別名	H11; HMN2; CMT2L; DHMN2; E2IG1; HMN2A; HSP22; CRYAC; HSPB8/HSP22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26353
GeneID	26353
免疫原	合成ペプチド ヒトHSPB8/HSP22 (Q9UJY1)のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UJY1
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ