


Anti-Htr2B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P41595

商品番号: CM0026316



前書き

ヒトセロトニン受容体2B（HTR2B）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。GPCRシグナル伝達、神経生物学、および心血管系の発達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HTR2B Rabbit pAb
備考/別名	5-HT2B; 5-HT-2B; 5-HT(2B); HTR2B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3357
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHTR2B (NP_000858.3) のアミノ酸382-481に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41595
タンパク質分子量	54 kDa
配送	アイスパック