


Wb、If-P、Elisa用 抗ヒトIgG1（Fc）モノクローナル抗体 - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

商品番号: CM0003723



前書き

ヒトIgG1

Fc領域を標的とするウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原、WB、IF-

P、ELISAに推奨。ヒトと交差反応性あり。獲得免疫における免疫グロブリン定常領域機能の研究を促進。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgG1（Fc）ウサギmAb
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3500
GeneID	3500
免疫原	ヒトIgG1（Fc）（P01857）のアミノ酸100-330に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01857、P01859、P01860、P01861
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ