


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗ハンチンチン ポリクローナル抗体 - P42858

商品番号: CM0022755



前書き

ヒトハンチンチン（アミノ酸435-635）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC - P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウス、ラットと交差反応性あり。ハンチントン病および神経変性疾患研究における研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ハンチンチン ウサギ pAb
備考/別名	HD; IT15; LOMARS; ハンチンチン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3064
遺伝子ID	3064
免疫原	ヒトハンチンチン (NP_002102.4) のアミノ酸435-635に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42858
タンパク質分子量	348kDa
輸送	保冷バッグ