


Wb、Ihc-P、Fc、Elisa用 Anti-Icam-1/Cd54 モノクローナル抗体 - P05362

商品番号: CM0002432



前書き

ヒトICAM-1/CD54 (UniProt P05362)
を標的とする高特異性組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、FC、ELISAで検証済み。白血球接着、内皮細胞活性化、ウイルス侵入機構の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM-1/CD54 ウサギmAb
備考/別名	BB2; CD54; P3.58; MALA2; MyD10; ICAM-1/CD54
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3383
免疫原	合成ペプチド (ヒトICAM-1/CD54 (P05362) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05362
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ