

Anti-Icam2/Cd102 Rabbit Polymab® For Wb, Ihc-P, Elisa - P35330

商品番号: CM0006114



前書き

Anti-ICAM2/CD102 Rabbit PolymAb®

(組換えモノクローナル) は、WB、IHC-

P、ELISAで使用可能です。マウスICAM2（白血球移動に関与する細胞接着分子）を認識します。組換え免疫原、31kDa、氷冷輸送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICAM2/CD102 Rabbit PolymAb®
備考/別名	CD102; Ly-60; Icam-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	3384
GeneID	15896
免疫原	マウスICAM2/CD102 (NP_034624.1) のアミノ酸20-222に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P35330
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋