

Anti-Icmt ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O60725

商品番号: CM0015769

前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質ICMTウサギポリクローナル抗体。タンパク質プレニル化およびメチル化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ICMT Rabbit pAb
備考/別名	PCMT; PPMT; PCCMT; HSTE14; MST098; MSTP098; ICMT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23463
GeneID	23463
免疫原	組換えタンパク質：ヒトICMT（NP_036537.1）のアミノ酸175-284に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60725
タンパク質分子量	32kDa
配送	氷袋