

Anti-Id1ウサギポリクローナル抗体（Wb & Elisa用） - P41134

商品番号: CM0026351

前書き

WBおよびELISAアプリケーション向けの高品質な抗ID1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。分子量16 kDaのDNA結合タンパク質インヒビターID-1を標的とします。転写調節、細胞分化、概日リズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ID1 Rabbit pAb
備考/別名	ID; bHLHb24; ID1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3397
GeneID	3397
免疫原	ヒトID1（NP_002156.2）のアミノ酸1-155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWSWISS	P41134
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ