

Wb・Elisa用 抗Ifnl3ポリクローナル抗体 - Q8Izi9

商品番号: CM0027953



前書き

ヒトIFNL3（IL28B/IL28C）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで実証済み、ヒトとマウスに交差反応性を示します。抗ウイルス・免疫調節研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNL3 ウサギpAb
備考／別名	IL28B; IL28C; IL-28B; IL-28C; IFN-lambda-3; IFN-lambda-4; IFNL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	282617
GeneID	282617
免疫原	ヒトIFNL3（NP_742151.2）のアミノ酸1～100番領域内の合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IZI9
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	氷袋