


抗Igf2Bp2/Imp2 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y6M1

商品番号: CM0026239



前書き

mRNA輸送と安定性に関与する主要なRNA結合タンパク質であるIGF2BP2/IMP2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。がん研究や発生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2BP2/IMP2 ウサギ pAb
別名	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10644
GeneID	10644
免疫原	合成ペプチド ヒトIGF2BP2/IMP2 (NP_006539.3) のアミノ酸500～599番領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6M1
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷剤