


Wb、Elisa用抗Igf2Bp3ポリクローナル抗体 - O00425

商品番号: CM0028782



前書き

WB、ELISA用IGF2BP3ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットで検証済み。標的はインスリン様成長因子2 mRNA結合タンパク質3（IMP3/KOC）。がん研究やRNA生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2BP3 ウサギpAb
別名	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3
種	ヒト
GeneID	10643
免疫原	ヒトIGF2BP3（NP_006538.2）のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00425
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	氷袋梱包