

WbおよびElisa用抗Igfbp3ウサギポリクローナル抗体 - P47878

商品番号: CM0029803

前書き

マウスIGFBP3に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットのIGFBP3を検出し、アポトーシスやIGFシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP3 Rabbit pAb
略称/別名	IGFBP-3; IGfbp3
対象種	マウス
GeneID (ヒト)	3486
GeneID	16009
免疫原	マウスIGFBP3 (NP_032369.2) のアミノ酸28～292番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P47878
タンパク質分子量	32kDa
発送方法	保冷剤