

Anti-Ikkε (Ikbke) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14164

商品番号: CM0018577

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用として検証済みのIKKε (IKBKE) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性IKKεを検出します。抗ウイルス免疫および炎症シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKKε Rabbit pAb
備考/別名	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9641
GeneID	9641
免疫原	ヒトIKKε (NP_054721.1) のアミノ酸497-716に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14164
タンパク質分子量	80kDa
配送	氷袋