


Wb、Elisa用 抗IL-1Racp モノクローナル抗体 - Q9Nph3

商品番号: CM0005967



前書き

ヒトIL-1受容体補助タンパク質（IL-1RAcP/IL1R3）を標的とするモノクローナルウサギ抗体。WB、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。IL-1、IL-36、IL-33シグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-1RAcP ウサギ mAb
備考/別名	IL1R3; C3orf13; IL-1RAcP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3556
GeneID	3556
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL-1RAcP（NP_002173.1）のアミノ酸391-470に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPH3
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ