

抗IL10Rbウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q08334

商品番号: CM0017699



前書き

ヒトIL10RBを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。サイトカインシグナル伝達および抗ウイルス防御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL10RB ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CRFB4; IBD25; CRF2-4; D21S58; D21S66; CDW210B; IL-10R2; IL-10RB; IL10RB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3588
GeneID	3588
免疫原	ヒトIL10RBのアミノ酸20-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000619.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08334
タンパク質重量	37kDa
配送	アイスバッグ