


Wb、Elisa用Anti-IL12Aポリクローナル抗体 - P29459

商品番号: CM0024075



前書き

IL12A Rabbit pAb

(P29459)は、ヒトIL12Aのアミノ酸50-150領域内の合成ペプチドを免疫原として作製したポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのIL12Aと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL12A Rabbit pAb
備考/別名	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A; IL12A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3592
GeneID	3592
免疫原	ヒトIL12A (NP_000873.2) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29459
タンパク質分子量	25kDa
配送条件	氷袋