


Anti-IL12Rb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P42701

商品番号: CM0023627



前書き

ヒトIL12RB1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。IL-12/IL-23シグナル伝達および免疫応答機構の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL12RB1 Rabbit pAb
備考/別名	CD212; IMD30; IL12RB; IL-12R-BETA1; IL12RB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3594
遺伝子ID	3594
免疫原	ヒトIL12RB1 (NP_714912.1) のアミノ酸25-305に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42701
タンパク質分子量	73kDa
配送	アイスパック