


Wb・Elisa用 抗IL15 ウサギポリクローナル抗体 - P40933

商品番号: CM0019482



前書き

ヒトインターロイキン-15（IL-15）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みです。マウスIL-15と交差反応します。IL-15を介した免疫応答および炎症性シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IL15 Rabbit pAb
備考 / 別名	IL15; IL-15; interleukin-15
種	ヒト
遺伝子ID	3600
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIL15（NP_000576.1）のアミノ酸49～162に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P40933
タンパク質分子量	14kDa/18kDa
配送方法	保冷剤