

Wb、Elisa用 抗IL17Ra ウサギポリクローナル抗体 - Q96F46

商品番号: CM0015278



前書き

ヒトIL17RA（IL-17受容体A、CD217）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。IL-17シグナル伝達、炎症、宿主防御の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17RA ウサギ pAb
備考/別名	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23765
GeneID	23765
免疫原	ヒトIL17RA（NP_055154.3）のアミノ酸33-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96F46
タンパク質分子量	96 kDa
輸送	保冷バッグ