


Wb、Elisa用 抗IL1RL1 ウサギポリクローナル抗体 - Q01638

商品番号: CM0022913



前書き

WBおよびELISAで検証済みのIL1RL1ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットのIL1RL1（ST2）を検出。IL-33の受容体で、自然免疫および獲得免疫に関与。免疫学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1RL1 ウサギ pAb
備考/別名	T1; ST2; DER4; ST2L; ST2V; FIT-1; IL33R; IL1RL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9173
GeneID	9173
免疫原	ヒトIL1RL1 (NP_057316.3) のアミノ酸19-328に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01638
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ