

Anti-Il1Rn Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P25085

商品番号: CM0019256

前書き

マウスIL1RN（抗炎症性インターロイキン-1受容体アンタゴニスト）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスIL1RNと交差反応性を示し、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。免疫調節および炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1RN Rabbit pAb
備考/別名	IL-1ra; F630041P17Rik; IL1RN
種	マウス
GeneID	16181
免疫原	組換えタンパク質 マウスIL1RN (NP_001034790.1) のアミノ酸27-178に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P25085
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋