

Anti-IL1B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P01584

商品番号: CM0005315



前書き

ヒトIL-1 β （インターロイキン-1ベータ）を標的とするウサギモノクローナル抗体。主要なプロ炎症性サイトカインです。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。炎症、パイロトーシス、免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL1 β Rabbit mAb
備考/別名	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3553
遺伝子ID	3553
免疫原	ヒトIL1 β (NP_000567.1) のアミノ酸117-269に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01584
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ