


Wb、If/Icc、Elisa用 抗IL2 ウサギ モノクローナル抗体 - P60568

商品番号: CM0010297



前書き

ヒトIL-2（インターロイキン-2、TCGF）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAアプリケーションに適しています。T細胞増殖、免疫応答、寛容の研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IL2 ウサギ mAb
備考 / 別名	IL-2; TCGF; リンホカイン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3558
遺伝子ID	3558
免疫原	ヒトIL-2のアミノ酸21-153に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000577.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P60568
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ