

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Il22モノクローナル抗体 - Q9Gzx6

商品番号: CM0004307



前書き

ヒトIL22（インターロイキン-22）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。炎症および上皮バリア研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL22 ウサギ mAb
備考/別名	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50616
遺伝子ID	50616
免疫原	ヒトIL22のアミノ酸34-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_065386.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZX6
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ