


Anti-IL6St Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P40189

商品番号: CM0016990



前書き

ヒトIL6ST/gp130 (CD130)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応します。IL-

6ファミリーサイトカインシグナル伝達、免疫応答、
および炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL6ST Rabbit pAb
備考/エイリアス	CD130; GPI30; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGPI30; IL6ST
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3572
遺伝子ID	3572
免疫原	ヒトIL6ST (NP_001177910.1) のアミノ酸678-857に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P40189
タンパク質分子量	104kDa
配送	氷袋