

Anti-IL7 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P13232

商品番号: CM0007463



前書き

ヒトIL-

7を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB
およびELISAで検証済み。IL-

7は、T細胞およびB細胞の発生を調節する重要な造血
サイトカインです。タンパク質分子量：20 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL7 Rabbit mAb
備考/別名	IL-7; IL7
種	ヒト
GeneID	3574 (Human)
免疫原	ヒトIL7 (NP_000871.1) のアミノ酸26-177に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13232
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスバック