

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗IL-9 ウサギポリクローナル抗体 - P15248

商品番号: CM0023614



前書き

ヒトIL-9（インターロイキン-9）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットと交差反応性あり。免疫応答およびサイトカイン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL9 ウサギ pAb
備考/別名	P40; HP40; IL-9; IL9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3578
GeneID	3578
免疫原	ヒトIL9 (NP_000581.1) のアミノ酸19-144に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15248
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ