

Anti-Immp2L ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q96T52

商品番号: CM0019354

前書き

ヒトIMMP2L（IMP2様タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IMMP2Lは、タンパク質輸送およびアポトーシスに関与するミトコンドリア内膜プロテアーゼです。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IMMP2L Rabbit pAb
備考/別名	IMMP2L; IMMP2L-IT1; IMP2; IMP2-LIKE; mitochondrial inner membrane protease subunit 2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83943
GeneID	83943
免疫原	ヒトIMMP2L(NP_001231535.1)のアミノ酸38-175に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96T52
タンパク質分子量	12kDa/19kDa
配送	氷袋