

Anti-Impa1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P29218

商品番号: CM0026471



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAについて検証済みのIMPA1ウサギポリクローナル抗体。イノシトールリン酸酵素1（IMPA1）を標的とし、これはホスファチジルイノシトルシグナル伝達およびリチウム感受性経路における重要な酵素です。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IMPA1 Rabbit pAb
備考/別名	IMP; IMPA; MRT59; IMPA1
種	ヒト
遺伝子ID	3612
免疫原	ヒトIMPA1（NP_005527.1）のアミノ酸1-277に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29218
タンパク質分子量	30kDa
配送	保冷バッグ