


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Impdh2 ポリクローナル抗体 - P12268

商品番号: CM0025319



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用として検証済みのIMPDH2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのIMPDH2（約56 kDa）を認識し、グアニンヌクレオチド合成の重要な酵素です。がん研究およびヌクレオチド代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IMPDH2 Rabbit pAb
備考/別名	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
種	ヒト
GeneID	3615
免疫原	ヒトIMPDH2 (NP_000875.2) のアミノ酸215-514に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12268
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋