

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Inpp5E ポリクローナル抗体 - Q9Nrr6

商品番号: CM0023841



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質な抗INPP5Eウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。ホスホイノシチドシグナル伝達と纖毛病研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INPP5E ウサギ pAb
備考/別名	CPD4; CORS1; JBTS1; MORMS; PPI5PIV; pharbin; INPP5E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56623
GeneID	56623
免疫原	ヒトINPP5E (NP_063945.2) のアミノ酸510-630に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRR6
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ