


Anti-Ints6 ウサギポ(Polyclonal)抗体（Wb、Elisa用） - Q9UL03

商品番号: CM0022919



前書き

転写終結に関与するインテグレーター複合体サブユニットであるヒトINTS6を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。がんおよび転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INTS6 Rabbit pAb
備考/別名	HDB; INT6; DBI-1; DDX26; DICE1; DDX26A; Notchl2; INTS6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	26512
GeneID	26512
免疫原	ヒトINTS6 (NP_036273.1) のアミノ酸700-887に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UL03
タンパク質分子量	100kDa
配送	アイスパック