

抗Irf1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P15314

商品番号: CM0028540



前書き

IRF1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの実用性が検証済み、マウスと交差反応性を示します。免疫、炎症、腫瘍抑制におけるインターフェロン制御因子1の機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF1 Rabbit pAb
別名	Irf-1
生物種	マウス
ヒト遺伝子ID	3659
遺伝子ID	16362
免疫原	ヒトIRF1（NP_032416.1）のアミノ酸113～212番領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P15314
タンパク質分子量	37 kDa
発送方法	保冷剤