

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Irf3ポリクローナル抗体 - Q14653

商品番号: CM0024178



前書き

IRF3に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象にWB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAでの検証が完了しています。自然免疫研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRF3 Rabbit pAb
別名	IIAE7; IRF3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3661
遺伝子ID	3661
免疫原	ヒトIRF3 (NP_001184052.1) のアミノ酸100～200番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14653
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤