

Wb、Elisa用 Anti-Islet1 ウサギポリクローナル抗体 - P61371

商品番号: CM0028848

前書き

WBおよびELISAアプリケーションでバリデーションされた高品質な抗Islet1ウサギポリクローナル抗体。
ヒト、マウス、ラットのIslet1（発生における重要な転写因子）と反応します。神経科学、心臓、および幹細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Islet1 Rabbit pAb
備考/別名	Isl-1; ISLET1; Islet1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3670
GeneID	3670
免疫原	ヒト Islet1 (NP_002193.2) のアミノ酸1-349に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61371
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋