


Wb、Elisa用 抗Isy1ポリクローナル抗体 - Q9Ulr0

商品番号: CM0018163



前書き

ヒト ISY1（前駆体mRNAスプライシング因子およびmiRNAプロセッシング調節因子）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みで、ヒトおよびマウスサンプルとの交差反応性を示します。スプライシングおよび幹細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ISY1 ウサギ pAb
備考/別名	FSAP33; ISY1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57461
遺伝子ID	57461
免疫原	組換えタンパク質 ヒト ISY1（NP_001186398.1）の amino 酸1-307に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULR0
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ