


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Itpr3ウサギポリクローナル抗体 - Q14573

商品番号: CM0018363



前書き

カルシウムチャネルであるITPR3（IP3R-3）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルを用いたWB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。細胞シグナル伝達およびカルシウム恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITPR3 Rabbit pAb
備考／別名	IP3R; CMTIJ; IP3R3; ITPR3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3710
GeneID	3710
免疫原	ヒトITPR3（NP_002215.2）のアミノ酸1630～1870に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14573
タンパク質分子量	304kDa
配送	保冷バッグ